

frida baby®

NoseFrida®

The OG SnotSucker®

It's smart. It's Swedish. It's maybe a little strange. It's the doctor-invented nasal aspirator that actually works!

To Use: Disposable filter should be in place to prevent mucus or bacterial transfer. Place large tube against child's nostril (not inside), creating a seal. Use red mouthpiece to suck out snot.

Tips: (1) Spray saline solution in each nostril to help loosen thick mucus before using NoseFrida. (2) Move tube in a circular motion against nostril—you will hear and see mucus coming out of nose. (3) Change filter after use to keep maintain suction.

To Clean: Dispose of filter. Wash large tube with soap and water. Clean thin tube with a few drops of rubbing alcohol. Firmly snap dry pieces together, inserting a new filter for next use.

Safety: Tube does not go inside the nose, so baby will not get injured if they move. Only use NoseFrida for nasal aspiration—do not use in ears or throat. DO NOT BLOW air into red mouthpiece while tube is placed at child's nostril. NoseFrida is NOT a toy—keep all parts away from children. Never attach NoseFrida to a machine.

Conseils d'Utilisation Filtres jetables:

Devraient être en place pour éviter le mucus ou les bactéries de se transférer. Placer le large tube contre la narine de l'enfant (pas à l'intérieur), créer une obturation. Utilisez l'embouchure pour ASPIRER la morve.

Tips: (1) Quelques gouttes de solution saline à ajouter dans chaque narine aidera à libérer le mucus le plus épais avant de se servir de NoseFrida. (2) Bouger le tube dans un mouvement auriculaire contre la narine—vous entendrez et verrez le mucus sortir du nez.

Nettoyage: Retirer le filtre—Nettoyer le tube le plus large avec de l'eau et du savon—Nettoyer le tube le plus mince avec quelques gouttes d'alcool à désinfecter.

Réassembler fermement les morceaux secs ensemble, tout en insérant un nouveau filtre pour l'usage suivant.

Sécurité: Le tube ne doit pas aller à l'intérieur du nez, ainsi le bébé ne risque pas de se blesser au cas où il/elle bouge—N'utilisez NoseFrida que pour l'aspiration nasale—Ne jamais utiliser dans les oreilles ou la gorge—NE PAS SOUFFLER de l'air à l'intérieur de l'embout rouge que vous portez à votre bouche au moment où cet embout est placé dans la narine de l'enfant. NoseFrida n'est pas un jouet—ne pas garder à portée des enfants—Ne jamais raccorder NoseFrida à aucune machine.

Para usar: El filtro desechable debe estar en su lugar para evitar la transferencia de moco o bacterias. Coloque el tubo

grande contra la fosa nasal del niño (no dentro) creando un sello. Utilice la boquilla roja para aspirar los mocos.

Consejos: (1) Poner unas gotas de solución salina en cada fosa nasal ayudará a aflojar la mucosidad espesa antes de utilizar el NoseFrida. (2) Mueva el tubo de manera circular en contra de la fosa nasal—va a escuchar y ver el moco que sale de la nariz.

Para Limpiar: Deseche el filtro. Lave el tubo grande con agua y jabón. Limpie el tubo delgado con unas gotas de alcohol. Encaje y cierre firmemente las piezas secas. Inserte un nuevo filtro para el próximo uso.

Seguridad: El tubo no entra dentro de la nariz, por lo que el bebé no se hecho daño en caso de que él/ella se mueva. Utilice NoseFrida solamente para la aspiración nasal—no lo utilice en los oídos o la garganta. No sople aire dentro de la boquilla roja, mientras coloca el tubo en las fosas nasales del niño. NoseFrida no es un juguete—mantenga todas las partes alejadas de los niños. Nunca conecte NoseFrida a una máquina.



Born in Sweden